

検査結果の取り込み

★検査会社との連携で結果を〈手動〉で〈USB〉等のデータを
取り込みをする場合、以下の操作で取込が可能です。

①右上の医療機関名をクリックし、【検査管理】をクリックします。



②【検査報告の追加】ボタンをクリックします。

取込		出力				+ 検査報告の追加	
取込日時	検査会社	ファイル名	ユーザー名	異常個数	メモ		
2021/04/27 18:11	第一岸本臨床検査センター	BML20210426183656のコピー3.txt	検体検査取込バッチ	10			
2021/04/23 17:50	BML	BML20210421153007.TXT	検体検査取込バッチ	7			
2021/04/23 15:46	BML	O4481601.txt	検体検査取込バッチ	3			
2021/04/23 15:36	BML	O4481601.txt	検体検査取込バッチ	3			
2021/04/09 16:08	熊本県医師会検査センター	IKC20210324115102.2.txt	検体検査取込バッチ	3			
2021/04/09 16:04	SRL	SRLKEKKA0006.txt	検体検査取込バッチ	2			
2021/04/09 12:43	RS_Commpro	Sample_20201117151515のコピー3.txt	検体検査取込バッチ	2			
2021/04/09 12:42	RS_Commpro	Sample_20201117151515のコピー2.txt	検体検査取込バッチ	2			
2021/04/09 12:41	RS_Commpro	Sample_20201117151515のコピー2.txt	検体検査取込バッチ	2			
2021/04/09 12:38	RS_Commpro	Sample_20201117151515のコピー2.txt	検体検査取込バッチ	2			
2021/04/09 12:38	RS_Commpro	Sample_20201117151515のコピー.txt	検体検査取込バッチ	1			

③[検査報告の取込]ウィンドウを開きます。

- ・形式: 検査会社名を選択します。
- ・ファイル: 【ファイルを選択】ボタンをクリックします。
検査会社から送られてきたファイルを選択します。
- ・メモ: 自由に記載できます。



④【追加】ボタンで各患者様の「カルテ」画面に入ります。

⑤「カルテ」画面の左側の検査をクリックすると結果が表示されます。

